ПАСПОРТ



Спектрофотометр В-1200 (ТМ ЭКОВЬЮ) заводской № _____

Наименование характеристики			Значение характери	стики
Спектральный диапазон, нм			от 315 до 1050	
Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания, %			от 0, 1 до 99	
Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного пропускания, %			от 0 до 200	
Диапазон показаний оптической плотности, Б			от -0,3 до 3,0	
Предел допускаемой абсолютной погрешности	спектр	офотометра при измерении		
коэффициентов направленного пропускания, %:				
-в спектральном диапазоне от 400 до 800, нм			$\pm 0,5$	
- в остальном спектральном диапазоне			±1,0	
Погрешность установки длин волн, нм, не более			±1,0	
Спектральная ширина щели, нм			4,0	
Уровень рассеянного света (при λ=340 нм), %, не более			0,3	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм			490×360×210	
Масса, кг, не более			10	
Потребляемая мощность, В·А, не более			60	
Средний срок службы, лет			8	
Наработка на отказ, ч, не менее			6400	
Напряжение питания частотой (50±1) Гц, В			220+22-33	
Условия эксплуатации - диапазон температур окружающего воздуха, °С			от 15 до 30	
- диапазон температур окружающего воздуха, С - диапазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25°C), %			не более 80	
- диапазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25 C), 76 - диапазон атмосферного давления, кПа			от 84 до 106	
Изготовлен: «Shanghai Mapada Instruments С	o Itd»		01 04 до 100	
Адрес: 1-3F (W), No. 99, 2535 Street, Gudai R			00)	
тел.: +862154886921	Dau, Sila	angnai, r.K. China (Zip. 2011	00)	
Дата изготовления: 2016 г.	F			NC.
Спектрофотометр зарегистрирован	в тосуд	царственном реестре средс	ств измерении под	JNΩ
63493-16.				
Изготовлен и принят в соответствии с осн				
настоящем Паспорте и признан пригодным	для эксп			•
Гарантийный срок 2 года с		2016 г. по	2018 г.	
ООО «Промышленные Экологические Лаб				
Поликарпова, д.1А пом. 5H, тел.: +7(812)				
спектрофотометра требованиям, оговоренн		аспорте при соблюдении	потребителем усло	вий
эксплуатации, транспортирования и хранени				
Гарантийное обслуживание производится только авторизованными сервисными центрами.				
Гарантийный срок на лампы (911634 Лампа	галоген	ная 12В 20Вт, G4, кварцево	е стекло) - 1 год.	
Комплект поставки:				
спектрофотометр В-1200	1	кабель для связи с ПК		1
сетевой шнур	1	чехол от пыли		1
руководство по эксплуатации	1	метрологическая докумен	тация	1
адаптер (заглушка с пропусканием «0»)	3	ПО для подключения ПК		1
запасная галогенная лампа	1	кюветы с длинной оптиче		4
	-			•
Генеральный директор Шендер Е.Е.				
Сведения о поверке:				
Спектрофотометр В-1200 (ТМ ЭКОВЬЮ) за	волской	i No		
Поверен и на ос			порепии соотретстр	VET
описанию типа и признан пригодным к прим			поверки соответств	ycı
	лспспик	<i>5</i> .		
Оттиск поверительного				
клейма или печати (штампа)				
Межповерочный интервал - 1 год.				
П			П	
Дата поверки «»2016 г	Γ.		_ Поверитель	